



KARTA POMIAROWA

na indywidualne zamówienie
ortez dziecięcych



JAK MIERZYĆ?



POMIAR POSZCZEGÓLNYCH ORTEZ

KOŃCZYNA GÓRNA

PCO-A-03	9,10,11,12,	A, B, C,	I.
----------	-------------	----------	----

NR.	POMIAR	Obwód części ciała	Szerokość części ciała	Długość części ciała
				 (CM)
9	OBWÓD PRZEDRAMIENIA POM. 8 i 10			A
10	OBWÓD NADGARSTKA			B
11	OBWÓD KCIUKA			C
12	OBWÓD ŚRÓDRĘCZA			POMIAR KONTROLNY
				I

LEGENDA:  - POMIAR NIEDOSTĘPNY

UWAGA!

- Pomiary tułowia i kończyny górnej należy wykonywać na pacjencie w pozycji leżącej.
- Pomiary bioder i kończyn dolnych należy wykonywać na pacjencie w pozycji stojącej.
- Wszystkie pomiary muszą być podane w centymetrach!
- Prawidłowo dobrany rozmiar ortezi jest wówczas, gdy po włożeniu ręki pomiędzy ortezę PCO, a ciało pacjenta, wyczuwalny jest znaczny opór. Wówczas, ze względu na swoją dynamiczną kompresję, orteza powinna rozciągnąć się o max. 5cm.